

Brukarinformation

Aircast walker ortos



SYFTE

Ortosen används efter skada eller operation av underben, vrist eller fot för stabilisering och avlastning. Fodret har invändiga luftkanaler som pumpas för individuell passform och tryckfördelning.

ANVÄNDARINSTRUKTION

1. Lossa remmar, ta bort front och öppna tåskyddet och fotflikar.
2. Använd gärna en strumpa på foten i ortosen.
Placera foten i ortosen sittande. Täck foten med flikarna och tårna med tåskyddet.
Drag åt remmarna nerifrån och upp. Drag åt tills det sitter tätt och bekvämt.
3. Tryck in slangen i luftcellsventil ett på frontkåpan. Pumpa på bollen tills nedre delen av den svarta tryckmätarens indikator nått upp över 30. Låt slangen vara kvar i ventilen och sluta pumpa - tryckmätarens indikator kommer att sjunka sakta. Drag ut slangen ur ventilen när indikatorns undre kant hamnat inom rätt tryckområde (se nedan).
Upprepa för samtliga ventiler.

Ventil 1: 10-20

Ventil 2: 20-30 (Observera att det finns två ventiler med nummer 2)

Ventil 3: 10-20

4. Töm luftcellerna innan ortosen tas av.
För att tömma luftcellerna, tryck in bollens svarta spets märkt "deflate" i ventilerna och pumpa.



ATT TÄNKA PÅ

Kontrollera alltid luften i ortosen med tryckmätaren om du justerat remmarna.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Plastdetaljer går att torka av med fuktig trasa.

PROBLEM

Vid skav, tryck eller andra problem kontakta Ortopedteknik.

LÅNEVILLKOR

Hjälpmålet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningskyldig.

Hjälpmålet lämnas tillbaka komplett och rengjort till oss på Ortopedteknik eller märks med namn och födelsedata och lämnas in till närmaste vårdcentral eller Alingsås lasarett.

FÖR RÅDGVNING, TIDSBOKNING, SERVICE ELLER REPARATION

Ortopedteknik, Borås lasarett

Tel:..... 033-616 14 60

Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare

Fax:..... 033-616 20 06

e-post: ota.boras@vgregion.se

hemsida:..... www.vgregion.se/sas

1177 VÅRDGUIDENR

Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in på webben:

www.1177.se