




Brukarinformation

Protes



En **PROTES** är ett individuellt anpassat hjälpmedel som ersätter en förlorad kroppsdel.

Valet av protestyp beror på många faktorer som t ex amputationsnivå, svullnad, kontrakturer (begränsad ledrörelse) och aktivitetsnivå.

Den fysiska förmågan och aktivitetsbehovet styr även valet av komponenter, t ex. fot och knäled, till protesen. Protesen kan alltså utformas på många olika sätt. Din protes är utformad för att passa dig och för att uppnå bästa möjliga funktion med avseende på dina förutsättningar.

ANVÄNDARINSTRUKTION Användning av protes bör alltid ske med stor försiktighet. Det är viktigt du ibland tar av dig protesen för att kontrollera att ingen rodnad eller skav har uppstått, detta är extra viktigt om din känsel är nedsatt.

Uppstår problem med stumpen (t ex hudrodnad, skav eller klåda) eller med protesen (t ex missljud, inställningsproblem eller försämrad passform), ska du omgående ta kontakt med Ortopedteknik för råd och eventuell åtgärd.

ATT TÄNKA PÅ

- Har du en slilikonliner ska den tas på först.
- Lägg aldrig något i hylsan för att avlasta tryck.
- Hylsan ska vara lite trög att ta på. Volymen kan varieras något med olika antal protesstrumpor.
- Använder du rullstol, tag för vana att använda rullstolens fotstöd när du har protesen på dig.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL av protesen är viktig för att den ska fungera så bra som möjligt.

Om du använder silikonhylsa ska den tvättas med mild parfymfri tvål och ljummet vatten varje dag. Protes-strumpor ska regelbundet tvättas i 40° maskintvätt.

Proteshyslan ska torkas ur varje kväll med en fuktig trasa och sedan torkas ur med en torr handduk. Tvätta ibland ur protesen med parfymfri tvål och vatten.

Personlig hygien och hudvård är av stor vikt för funktion och välbefinnande. Använd parfymfri tvål när du tvättar stumpen. Smörj gärna in stumpen med någon mjukgörande parfymfri kräm på kvällen.

Alla hjälpmedel är ett lån och ska lämnas tillbaka till ortopedteknik när de inte längre används.

FRÅGOR

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor som rör din protes och dess användning.

LÅNEVILLKOR

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningskyldig.

Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till oss på Ortopedteknik eller märks med namn och födelsedata och lämnas in till närmaste vårdcentral eller Alingsås lasarett.

FÖR RÅDGIVNING, TIDSBOKNING, SERVICE ELLER REPARATION

Ortopedteknik, Borås lasarett

Tel:..... 033-616 14 60

Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare

Fax:..... 033-616 20 06

e-post: ota.boras@vgregion.se

hemsida:..... www.vgregion.se/sas

1177 VÅRDGUIDEN

Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in på webben:

www.1177.se