

Brukarinformation

CTO



CTO halskrage är ett hjälpmedel som efter mått och storlek skall passa dig. Målet med kragen är att minska rörelsen i nacke och rygg.

För att kragen ska uppfylla målen med behandlingen ska kragen sitta stabilt mot kroppen, inte för löst.

PROBLEM

Vid mycket sängliggande tenderar kragen att åka upp, dra själv ner kragen så att axelbanden ligger emot axeln. Kragen dras lättast ner vid stående/sittande. Håll emot/ner kragen när du lägger dig ner för att motverka att kragen trycks upp. Sänk huvudändan på sängen och undvik höga kuddar under huvudet.

Om du upplever att kragen fortfarande trycker på hakan/nacken/bröstbenet efter att du dragit ner den, kan detta motverkas genom att lätt böja i plastflikarna på kragen.

Om du får andra problem med kragen är du välkommen att kontakta Ortopedteknik.

ANVÄNDARINSTRUKTION

Du får instruktioner av oss på Ortopedteknik och av din läkare om hur din krage ska användas.

Du bör vara observant på och kontrollera så att skav eller andra obehag inte uppstår.

Efter lång tids användande kan det uppstå problem med slitage och/eller passform, då bör du kontakta Ortopedteknik för service eller reparation.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

På de kragar där fodret är löstagbart bör de bytas och tvättas för att bibehålla god hygien.

Handtvätta foder och skal med mild tvättmedel och ljummet vatten.

Vrid ur fodret och låt det torka.

Skölj och torka av halskragens plasticskal.

Återplacera fodret mot kardborrebitarna. Se till att fodret väl täcker plasticskalet mot insidan.

Halskrage utan foder kan torkas av med mild tvållösning och ljummet vatten. Torka med en torr trasa.

FRÅGOR

Om när och under hur lång tid din krage ska användas svarar din läkare på.

LÅNEVILLKOR

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningskyldig.

Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till oss på Ortopedteknik eller märks med namn och födelsedata och lämnas in till närmaste vårdcentral eller Alingsås lasarett.

FÖR RÅDGVNING, TIDSBOKNING, SERVICE ELLER REPARATION

Ortopedteknik, Borås lasarett

Tel:..... 033-616 14 60

Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare

Fax:..... 033-616 20 06

e-post: ota.boras@vgregion.se

hemsida:..... www.vgregion.se/sas

1177 VÅRDGUIDEN

Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in på webben:

www.1177.se