

Brukarinformation

Post op. knäortos



ANVÄNDARINSTRUKTION

Var noga med att hjälpmedlets led placeras vid knäleden. I de fall hjälpmedlet har en rörlig led underlättas påtagning av att benet hålls böjt.

I de fall då hjälpmedlet är försett med ankelstöd ska dessa vara placerade precis ovanför fotknölna (malleolerna).

Dra åt banden på benets framsida så att skyddet inte rör sig. Banden på benets baksida är anpassade till benets omkrets av Ortopedteknik och bör därför ej ändras.

ATT TÄNKA PÅ

Ett för löst monterat skydd ökar risken för skavproblem, ger sämre skydd och funktion.

Inställningar rörande rörelseomfång avser att maximera skydd och funktion och får ej ändras.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Ortosen kan rengöras med fuktig trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan polstringen helt bytas ut av Ortopedteknik.

PROBLEM

Vid skav, tryck eller andra problem, kontakta Ortopedteknik.

LÅNEVILLKOR

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningskyldig.

Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till oss på Ortopedteknik eller märks med namn och födelsedata och lämnas in till närmaste vårdcentral eller Alingsås lasarett.

FÖR RÅDGVNING, TIDSBOKNING, SERVICE ELLER REPARATION

Ortopedteknik, Borås lasarett

Tel:..... 033-616 14 60

Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare

Fax:..... 033-616 20 06

e-post: ota.boras@vgregion.se

hemsida:..... www.vgregion.se/sas

1177 VÅRDGUIDEN

Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in på webben:

www.1177.se