



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Brukarinformation

Ortos

(Hel- och halvfabrikat)

SYFTE

Syftet är att förbättra funktion och/eller lindra smärta i den skadade kroppsdel.

PREFABRICERADE ORTOSER är hjälpmedel som efter mått och storlek skall passa dig. Det kan ha en stödjande och avlastande funktion men även ge värme och skydd.

Ortosen kan se ut på olika sätt, men är framtagen för att passa dig och uppnå bästa möjliga funktion med avseende på dina förutsättningar.

ANVÄNDARINSTRUKTION Användning av ortosen bör ske med försiktighet när den är ny. Använd den inte för långa stunder och inspektera huden efter tryckmärken. Kvarstående tryckmärken eller om du känner obehag, kontakta då Ortopedteknik för råd och eventuell åtgärd.

Efter ett tag kan det uppstå slitage eller problem med passform, boka då tid på Ortopedteknik för service eller reparation.

RENGÖRNING OCH SKÖTSELN av din ortos är viktig för att det ska fungera så bra som möjligt.

En ortos i textilt, elastiskt eller termoplastiskt material kan tvättas i milt tvål/tvättmedel och vatten. Låt lufttorka! Vissa ortoser kan tvättas i maskin. Om ditt hjälpmedel har mekaniska leder bör du boka tid för professionell översyn av ditt hjälpmedel.

En del ortoser har metalleder eller annan förstärkning som bör tas ur före tvätt.

FRÅGOR om när din ortos ska användas och under hur lång tid den ska sitta på bör din läkare, sjukgymnast ge dig svar på.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor som rör ortosen och dess användning.

ATT TÄNKA PÅ

När ortosen är ny bör man till en början använda den under kortare stunder om inte annat föreskrivits. Var uppmärksam på eventuella tryckmärken/ skav. Om tryckmärken/rodnader inte försvunnit efter 30 minuter efter det att ortosen plockats av bör du ta kontakt med ortopedteknik.

LÅNEVILLKOR

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningskyldig.

Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till oss på Ortopedteknik eller märks med namn och födelsedata och lämnas in till närmaste vårdcentral eller Alingsås lasarett.

FÖR RÅDGIVNING, TIDSBOKNING, SERVICE ELLER REPARATION

Ortopedteknik, Borås lasarett

Tel:..... 033-616 14 60

Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare

Fax:..... 033-616 20 06

e-post: ota.boras@vgregion.se

hemsida:..... www.vgregion.se/sas

1177 VÅRDGUIDENR

Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in på webben:

www.1177.se