

Provtagningsanvisning Spermaprov Fertilitet (PC)

Allmänt	Patienten ska informeras om vad som gäller vid provtagningen. Provtagningskärl beställs via Beställningsportalen. Remiss hämtas via vår hemsida.
Remiss	Remiss cytologi (spermaprov)
Utförande	Låt det gå minst 3 dagar efter föregående sädesuttömning Urinblåsan töms omedelbart före provtagning Provet ska tas genom masturbation (egna åtgärder). Låt tömningen ske i speciellt provtagningskärl. Provet tas i möjligaste mån hemma och lämnas till laboratoriet inom 1 ½ timma. Fyll i uppgift på remissen om föregående sädesuttömning, klockslag för provtagningen, insamling av hela ejakulatet och eventuell pågående medicinering eller feberepisod. Ta med giltig legitimation.
Transport	Undvik att utsätta provet för temperaturväxlingar under transporten och förvara det kroppsnära
Övrigt	Resultatet av undersökningen tar omkring 2 veckor och lämnas till Din läkare.

Inlämning:

Tfn:

Ingång:

Inlämningstid:

Laboratoriet för Klinisk Cytologi

033 – 616 23 78

16 Plan 4

Tisdagar och onsdagar mellan kl. 08:00-09:00

